

Blæreskanner

Enkel i bruk

Skanneren er enkel å bruke, lett å holde, og kan festes til armen med en strømpe (se bilde). Man behøver ikke tralle på hjul, den bæres i hånden eller festes på arm. Ved rett bruk vil du få riktige svar, derfor er det viktig med et opplæring selv om selve apparatet er enkelt. Vi hjelper dere med det.

Apparatet er utviklet for norske forhold, norsk display, enkel å lese. Gjennomført godt produkt fra Kaixin ultralyd produsent.



Egenskaper

- Norsk språklig layout
- 3,5 farge LCD skjerm, oversiktlig og enkel
- 3 pasient typer, vanlig, barn, og adipøs
- Skanne tid <4 sekunder
- Ved større mengder urin enn skanneren kan måle vil en alarm gi beskjed
- Ved valg av ulike bildekontraster kan målingen bli enda mer eksakt
- Preskanning utføres enkelt med et trykk på proben, skanning starter umiddelbart når man slipper trykket



Spesifikasjon

Standby time: 9 timer

Størrelse på hovedenheten: 90x98x25 mm, LxHxB

Vekt på hovedenhet er 750 gram inkl batteri og probe.

Beregning av volum skjer i 12 plan, intervaller a´ 15 grader

Volum måles i mm. f.eks. 1 mm.

Måleområde: 20 - 999 ml

Målenøyaktighet: ml, +- 15%

Standard oppsett:

Hovedenhet 1 stk

Probe 1 stk

Strøm adapter 1 stk

Intern batteri 1 stk

Tilleggsutstyr: Calibrerings enhet, 1 stk

Besøksadresse: Kjelsåsveien 174, 0884 Oslo

Postadresse: Postboks 82 Kjelsås, 0411 Oslo

Telefon: +47 67 07 91 80

E-post: post@enimed.no

www.enimed.no

enimed)))